



LIMPIEZA DE LAS SILLAS DE RUEDAS

¿Qué es una silla de ruedas?

Es una ayuda técnica que facilita el desplazamiento de personas con algún impedimento para la marcha, les sirve como trasporte y otorga independencia. De ahí la necesidad, de que se encuentre en un óptimo estado y limpieza adecuada, para asegurar al usuario un desplazamiento seguro.




¿Por qué es importante mantener limpia mi silla de ruedas?

Debido a que las diferentes partes de la silla de ruedas están en contacto con agentes contaminantes que se encuentran en el piso y el medio ambiente, uno de ellos es el COVID-19, cuyo tiempo de vida, depende del tipo de material con el que entró en contacto.

Recordemos que la superficie de la silla de ruedas, posee distintos tipos de material y resulta fácil que por la manipulación, llegue a contaminar al usuario o al ayudante.



¿Cuáles son las partes de una silla de ruedas?



¿Áreas expuestas de la silla de ruedas?

- Ruedas posteriores y aros de propulsión: En contacto directo con el piso; ambas manos y antebrazos del usuario.
- Ruedas delanteras pequeñas: En contacto directo con el piso.
- Mangos de empuje: En contacto directo con ambas manos, en caso el usuario requiera ser empujado por un acompañante.
- Chasis (armazón metálico): Superficie donde se adhiere con facilidad cualquier agente patógeno.
- Frenos: En contacto con ambas manos al ser accionado.
- Tapiz de asiento y respaldo: De tela o material sintético, en contacto directo con la ropa del usuario.
- Reposapies: En contacto directo con el calzado y por su cercanía con el suelo puede estar con alta carga contaminante.

Procedimiento para la limpieza de la silla de ruedas

Materiales:

- 1 taza de lejía.
- 9 tazas de agua.
- Paños de tela desechables.
- Pulverizador.
- Jabón de ropa.

- Escobilla de ropa.
- Guantes de hule.
- Balde.
- Taza de medida.



Elegir un lugar determinado de la casa, para realizar la desinfección.

- Se debe pasar a una silla común y lavarse las manos. Todos los objetos personales que traiga, debe ponerlos en un cesto para su desinfección posterior.
- Oclocarse los guantes de hule.
- Rociar con el pulverizador que contiene la solución con agua y lejía, todas las partes de la silla de rueda y dejar que ejerza su acción durante 10 minutos (no retirar el polvo antes, ya que este puede estar contaminado).
- Iniciar la limpieza con un paño húmedo y jabón de tal manera que todas las superficies metálicas y de material sintético (plástico) queden limpios. Si ya no va a salir a la calle, lavar la superficie de tela de la misma forma.
- Ocon otro paño húmedo limpie las superficies que han estado enjabonadas quitando todo exceso de jabón.
- Use otro paño y seque todas las partes de la silla de ruedas.
- El lavado de las ruedas depende de la suciedad, va a requerir el uso de una escobilla de ropa, siga el mismo procedimiento del armazón.
- Si el cojín usa funda, retirarla y lavarla (se sugiere tener 2 juegos de fundas para rotarlas).
- En estos tiempos de cuarentena evite salir de su casa. Hágalo solo cuando sea necesario.